





Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)


Como usar as cápsulas com o inalador


Utilize apenas o inalador contido nesta embalagem. Não utilize as cápsulas com qualquer outro inalador e não utilize o inalador para tomar qualquer outro medicamento em cápsulas. Não pressione a cápsula através da película de alumínio para a remover do blister. As cápsulas devem sempre ser conservadas no blister e devem apenas ser retiradas imediatamente antes da utilização. Com as mãos secas, retire uma cápsula do blister. Não engula a cápsula. Quando iniciar uma nova embalagem, utilize apenas o novo inalador fornecido na embalagem. Cada inalador deve ser eliminado após 30 dias de utilização. Pergunte ao seu farmacêutico como eliminar os medicamentos e inaladores que já não são necessários. Não engula as cápsulas. O pó contido nas cápsulas destina-se a ser inalado.


Utilizar o inalador


- 


1 Retire a tampa.
- 


2 Segure firmemente a base do inalador e levante o bocal. Isto abre o inalador.
- 

3 Separe um dos blister da tira; retire a película protetora para expor a cápsula, e coloque-a na câmara da cápsula. Nunca coloque a cápsula diretamente no bocal.
- 

4 Feche o inalador até ouvir um "click".
- 

5 Segure o inalador verticalmente com o bocal para cima. Perfure a cápsula pressionando firmemente ambos os botões laterais ao mesmo tempo. Faça isto apenas uma vez.
- 

6 Solte completamente os botões laterais.
- 

7 Antes de colocar o bocal na boca, expire totalmente. Não sopre para o bocal.
- 

8 Segure o inalador, na horizontal. Coloque o bocal na boca e feche os lábios firmemente em volta do bocal.



9



Inspire rapidamente mas de forma constante e o mais profundamente que conseguir. Não pressione os botões laterais. À medida que inspira através do inalador, a cápsula gira no interior da câmara e deve ouvir um zumbido.

10



Após inspirar através do inalador, sustenha a respiração durante pelo menos 5-10 segundos ou durante o tempo em que se sentir confortável enquanto retira o inalador da boca.

11




Depois expire.

12


Se não ouvir o zumbido: a cápsula pode estar presa na câmara da cápsula. Se tal acontecer: abra o inalador e cuidadosamente solte a cápsula batendo na base do inalador. Não pressione os botões laterais. Repita os passos: expirar, inalador na boca e inspirar.

13




Abra o inalador para verificar se ainda existe algum pó na cápsula. Se ainda existir pó na cápsula, deve rever os passos consultando o panfleto que vem com o inalador e/ou contatar um profissional de saúde.

14



Após ter terminado a toma, abra novamente o bocal e retire a cápsula vazia da câmara da cápsula, inclinando o inalador para que ela saia. Coloque a cápsula vazia no seu lixo doméstico.

15



Feche o inalador e reponha a tampa.