




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

## Utilizar o inalador

1



Para abrir o seu Diskus, segure a parte exterior com uma mão e coloque o polegar da outra mão no local de apoio respetivo. Empurre com o polegar, deslocando quanto possível. Ouvirá um estalido. Isto abrirá um pequeno orifício no aplicador bucal.

2



Segure o Diskus com o aplicador bucal voltado para si. Deslize a alavanca afastando-a tanto quanto possível. Ouvirá um estalido. Isto disponibiliza uma dose do seu medicamento no aplicador bucal. Cada vez que a alavanca é puxada para trás abre-se no interior um alvéolo e o pó fica disponível para ser inalado. Não manipule a alavanca desnecessariamente pois poderão ser libertadas doses que serão desperdiçadas.

3



Segure o Diskus afastado da sua boca, expire tanto quanto for confortável. Não expire para dentro do Diskus.

4



Coloque o aplicador bucal entre os lábios.

5



Inspire constante e profundamente através do Diskus, não pelo nariz.

6




Retire o Diskus da boca. Suspenda a respiração durante 10 segundos ou tanto quanto lhe for confortável.

7



Expire lentamente.

8



Para fechar o Diskus, deslize a alavanca na sua direção, tanto quanto possível. Ouvirá um estalido.