




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Desembalar o inalador

Retire o inalador da sua embalagem. Este vem dentro de um saco laminado para manter o pó seco. Retire-o do saco apenas quando estiver pronto para começar a utilizá-lo.


Utilizar o inalador

1




Se utilizar uma tampa protetora abra-a. Remova a tampa do inalador.

2




Agite vigorosamente o dispositivo para cima e para baixo três a cinco vezes. Não pressione o inalador enquanto o agita.

3




Segure o inalador na posição vertical, entre o indicador e polegar. Aperte uma vez o botão do inalador até ouvir um clique, e depois solte o botão.

4




Expirar tanto quanto for confortavelmente possível,

5



e depois colocar a peça bucal na boca, entre os dentes, e cerrar os lábios à sua volta, sem morder.

6




Inspire forte e profundamente.

7




Prenda a respiração pelo menos 5 segundos.

8



Expire suavemente.

9



Coloque a tampa do inalador novamente no bucal. Se estiver a utilizar uma tampa protetora, feche-a.

