




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Desembalar o inalador

O inalador é fornecido em uma bandeja com tampa laminada contendo dessecante. A bandeja protege contra a humidade e só deve ser aberta quando estiver pronto para usá-lo pela primeira vez. Uma vez aberta, o dessecante deve ser descartado. O inalador está pronto para uso, portanto quando utilizar pela primeira vez, o paciente não precisa verificar se está funcionando corretamente e não precisa prepará-lo para o uso de forma especial.

Utilizar o inalador

1



Quando o inalador for retirado da caixa, ele estará na posição fechado. A tampa somente deve ser aberta quando estiver pronto para inalar a dose. Não agite o inalador.

2



Deslize a tampa para baixo até ouvir um clique. O medicamento está pronto para ser inalado e o contador de dose contará um número a menos para confirmar.

3



Segurando o inalador longe da boca, deve expirar o mais forte possível confortavelmente e não expirar sobre o inalador.

4



Colocar o bocal entre os lábios e fechar os lábios firmemente. Cuidado deve ser tomado para não bloquear a entrada de ar com os dedos.

5



Inspirar fundo uma vez, de forma constante e prolongada.

6



Suster esta respiração durante o tempo que for possível (pelo menos 3-4 segundos). Retirar o inalador da boca

7



Expirar lenta e cuidadosamente.

8



Deslize a tampa para cima até fechar o bocal.