



Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Antes de usar o inalador

Abra a abertura lateral transparente da câmara. Remova cuidadosamente a fita de alumínio da câmara lateral rasgando todo o comprimento da fita contra o "dente" de lado da câmara. A fita não deve ser puxada ou arrancada. Feche a abertura da câmara lateral e elimine a fita usada. Importante: enquanto utiliza o inalador, a câmara lateral encherá gradualmente com fita usada. As fitas de alumínio com barras negras não contêm medicação. Eventualmente, as seções numeradas da fita aparecerão na câmara lateral. Nunca deve haver mais de 3 seções de fita de alumínio na câmara lateral, pois podem causar a obstrução do inalador. Rasgue a fita com cuidado, e elimine-a de forma segura. Lembre-se também: A alavanca branca só deve ser acionada quando está pronto para inalar uma dose do medicamento. Se brincar com a alavanca branca, vai desperdiçar doses.

Utilizar o inalador

1



Abra a tampa de proteção para baixo para mostrar o bucal. Verifique o contador de dose para ver quantas doses ainda restam.

2



Levante a extremidade da alavanca branca. Certifique-se que a câmara lateral está fechada. Mova a alavanca branca completamente até ouvir um clique. Esta ação move uma nova dose para a posição com o número no topo.

3



Em seguida, feche totalmente a alavanca branca de modo a que se encaixe na sua posição original (ouvirá um clique). O inalador está pronto para uso imediato.

4



Afastado do bucal do inalador, deve expirar tanto quanto lhe for confortável. Nunca expire para dentro do inalador, pois isso pode afetar a dose.

5



Segure o inalador direito, com a tampa de proteção a apontar para baixo. Coloque o bucal entre os lábios e cerre-os firmemente.

6



Inspire constante e profundamente através do inalador e não pelo nariz.




7



Retire o inalador da boca e retenha a respiração durante 5-10 segundos ou o tempo for possível, sem lhe causar desconforto.

8



Depois, expire lentamente, mas não para dentro do inalador.

9



A tampa de proteção deve ser fechada sobre o bucal.

