




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)


### Utilizar o inalador

1




Quando estiver pronto para tomar a medicação, remover a tampa protetora pressionando as setas laterais e puxando a tampa ao mesmo tempo.

2




PRESSIONAR o botão completamente para baixo.

3



Em seguida, SOLTÁ-LO.

4



Verificar se a janela de controlo está verde. Isso significa que o inalador está pronto a ser utilizado. SE A JANELA DE CONTROLO COLORIDA ESTIVER VERMELHA: VOLTAR A PRESSIONAR E SOLTAR O BOTÃO.

5



Expirar tanto quanto for confortavelmente possível,

6



e depois colocar a peça bucal na boca, entre os dentes, e cerrar os lábios à sua volta, sem morder.

7



Inspirar INTENSA e PROFUNDAMENTE pelo bucal. Atenção: NÃO PRESSIONAR O BOTÃO ENQUANTO INSPIRA. Enquanto inspira irá ouvir um "clique" que assinala que realizou a inalação corretamente. Deve continuar a inspirar, mesmo depois de terem ouvido o "clique" do inalador, para assegurar que faz a dose completa.



8




Enquanto contém a respiração retirar o inalador da boca. Continuar a conter a respiração, durante uns segundos, tanto quanto for confortavelmente possível.

9




Expire suavemente.

10



Certificar que a janela de controlo mudou para vermelho, o que indica que inspirou corretamente. SE A JANELA DE CONTROLO COLORIDA CONTINUAR VERDE: VOLTAR A INSPIRAR INTENSA E PROFUNDAMENTE PELO BOCAL.

11



Voltar a colocar a tampa protetora.