




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Abertura da embalagem

Quando abrir a embalagem, o inalador com câmara expansora encontra-se fechado com uma tampa no aplicador bucal.


Utilizar o inalador

1



Remova a tampa do aplicador bucal e segure o inalador em posição invertida.

2



Agitar bem o inalador para assegurar que o conteúdo é uniformemente misturado.

3



Expire o máximo que conseguir.

4



Coloque o aplicador bucal firmemente entre os lábios.

5



Pressione o topo do inalador com o dedo indicador, de modo a efectuar uma pulverização e inspire lenta e profundamente pela boca (é possível efectuar mais do que uma inalação através da câmara expansora).

6




Após a inalação retenha a respiração, o máximo tempo possível.

7



Expire suavemente.

8



Feche a câmara expansora colocando a tampa no aplicador bucal.