




Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Testar o inalador

Antes do primeiro uso, a válvula deve ser pressionada duas vezes para preparar o inalador.


Utilizar o inalador

1



Retire a tampa protetora.

2



Agitar bem o inalador para assegurar que o conteúdo é uniformemente misturado. Segurar o inalador na posição vertical entre os dedos com o polegar sob a base, abaixo do aplicador bucal.

3



Expirar tanto quanto for confortavelmente possível,

4



e depois colocar a peça bucal na boca, entre os dentes, e cerrar os lábios à sua volta, sem morder.

5



Inspirar pela boca. Logo após iniciar a inspiração, premir o topo do inalador enquanto inspira forte e profundamente.

6




Sustenha a respiração por alguns segundos e retire a peça bucal da boca.

7



Expire suavemente.

8



Recolocar a tampa na peça bucal, pressionando-a firmemente e ajustando-a ao lugar.