



Fonte de informação: panfleto (nota: as instruções podem diferir de acordo com a marca do inalador adquirido)

Testar o inalador

Antes de utilizar o seu Spiromax pela primeira vez: verifique o indicador de doses para ver se existem 120 inalações no inalador; escreva a data em que abriu a bolsa de alumínio no rótulo do inalador; não agite o seu inalador antes de utilizar.

Utilizar o inalador

1



Segure o seu inalador com a tampa do aplicador bucal vermelho escuro semitransparente na parte inferior. Abra a tampa do aplicador bucal dobrando-a para baixo até ouvir um clique.

2



Expirar tanto quanto for confortavelmente possível,

3



Coloque o aplicador bucal entre os dentes. Não morda no aplicador bucal. Cerre os lábios em redor do aplicador bucal. Tenha cuidado para não bloquear os orifícios de ventilação.

4



Inspire pela boca o mais forte e profundamente que conseguir.

5



Sustenha a respiração durante 10 segundos ou enquanto for confortavelmente possível.

6



Expire suavemente (não expire através do inalador).

7



Feche a cobertura do aplicador bucal.